

お客様各位

新発売のご案内

アルブミンキット、クレアチニンキット

「アリーア Afinion™ACR」

謹啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、ご愛顧頂いております、臨床化学分析装置「アリーア Afinion™アナライザー」の従来の3種類のテストカートリッジに追加して、「アリーア Afinion™ACR」を新発売することになりましたので、下記にご案内申し上げます。何卒、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

1. 発売時期 : 2015年11月2日

2. 発売製品

(税抜き)

製品名	統一商品コード	JAN コード	規格	希望価格
アリーア Afinion™ACR	800004055	4571226474068	15 テスト	¥13,500
アリーア Afinion™ACR コントロール	800004062	4571226474075	2 濃度 1.0mL×各 1	¥3,000

体外診断用医薬品 製造販売認証番号：227ADEZX00144000

貯蔵方法：2～8℃

3. 製品概要

特長

- ・糖尿病性腎症の早期診断に有用なACR（アルブミン/クレアチニン比）を約5分と短時間で測定可能
- ・随時尿でアルブミンとクレアチニンを同時測定しACR（アルブミン/クレアチニン比）を演算報告
- ・尿中アルブミンと尿中クレアチニンの情報も同時表示
- ・少量の尿検体（約3.5μL）で3ステップの簡単操作
- ・汎用自動分析装置と良好な相関性（ACR：r=1.00、尿中アルブミン：r=0.99、尿中クレアチニン：r=1.00）

以上

<製品情報に関するお問い合わせ先>

アリーア メディカル株式会社

〒163-0807 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル7階

お客様相談室 フリーダイヤル：0120-1874-86